

AM 026-59 Facial massager (voor insluizen serums)

Gebruikershandleiding (NL)

Het wordt aanbevolen om deze gebruikershandleiding aandachtig te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik.

Productoverzicht:

Aan/uit-schakelaar

Batterijcompartiment

Specificaties:

- Spanning: 3V batterij CR2032 (meegeleverd)
- Trillingsfrequentie: 8500RPM

Gebruik:

Verwijder het deksel van het onderste compartiment en verwijder de batterijbeschermer. Als de batterij wordt vervangen, vervang deze dan door een batterij van hetzelfde type, met inachtneming van de polariteit.

Sluit het compartiment en druk op de omhoog/omlaag-schakelaar om het apparaat in te schakelen.

In de **bovenste (+) stand** produceert het apparaat trillingen en een **positieve stroom**.

In de **onderste (-) stand** produceert het apparaat trillingen en een **negatieve stroom**.

Let op: Welke **stroom** je moet kiezen, staat op de **doos** of in de **bijsluiters** van elk **Bio Active serum**.

Zet de schakelaar uit naar de middelste stand om het apparaat uit te schakelen.

Waarschuwingen:

- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dergelijke personen onder toezicht staan of instructies krijgen die nodig zijn voor de werking van het apparaat. Buiten bereik van kinderen houden.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches of watertanks.
- Het gebruik van dit apparaat kan ongemak of nadelige effecten veroorzaken bij mensen die lijden aan huidziekten of ontstekingen, mensen met een gevoelige huid en mensen met een allergische constitutie. Stop met het gebruik ervan als u enig ongemak voelt. Dit apparaat mag niet worden gebruikt op plaatsen waar de huid beschadigd is.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door mensen met implantaten die niet compatibel zijn met dit gebruik.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen jonger dan 14 jaar.

- Het niet opvolgen van de instructies kan nadelige effecten veroorzaken. Langdurige of herhaalde toepassing op hetzelfde gebied kan de huid beschadigen.
- Overschrijf of verwijder de beveiligingsfunctie die inherent is aan de applicatie niet.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt voor de behandeling van bepaalde delen van het lichaam, zoals ogen of slijmvliezen.
- Schakel de uitgang van het apparaat uit voordat u de elektroden op of van de huid plaatst of verwijdert.
- Gebruik het apparaat niet met cosmetische producten op basis van ontvlambare stoffen, tenzij aanbevolen door de fabrikant. Gebruik het apparaat niet in de buurt van uw ogen.
- Gebruik het apparaat niet bij mensen met een geïmplanteerd elektronisch apparaat.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van het hart.
- Stel het niet bloot aan regen of natte omgevingen. Houd het apparaat droog.
- Vermijd valpartijen die ernstige schade kunnen veroorzaken.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren, maar neem contact op met een specialist. Om risico's te voorkomen, mag u het niet op de verkeerde manier weggooien. Veeg het af met een droge doek.
- Niet in de buurt van warmtebronnen installeren.
- Plaats geen metalen voorwerpen in het apparaat, er bestaat kans op kortsluiting.

MADE IN PRC

Dit symbool, zowel in het product als in de gebruikershandleiding, geeft aan dat het apparaat aan het einde van de elektrische levensduur gescheiden van het huisvuil moet worden gerecycled. Er zijn voldoende middelen om dit materiaal weg te gooien voor een goede recycling. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteiten.

MKTO CATAL IMPORTACIONES SL. B04267225 Ctra, de Huercal-Overa, sin, 04640, Pulpi, Almería, Spanje.